

Instruções de Uso

Positioning Grid System

1 – Antes de abrir a embalagem, certifique-se de que não existem danos capazes de prejudicar a esterilização do produto;

Obs.: Caso encontre dano na embalagem, o produto deverá ser descartado imediatamente e substituído por um novo.

2 – Posicionar o paciente de acordo com a técnica escolhida pelo cirurgião;

3 – Posicionar o positioning grid system sobre a região da estrutura a ser operada;

4 – O Positioning Grid System é confeccionado com polímero de alta densidade, e radiopaco, o que proporciona maior estabilidade do produto e ótima visualização da estrutura alvo quando exposto ao Raio-X;

5 – Com a ajuda do Fluoroscópio, o médico posicionará do Positioning Grid System no paciente;

6 Por ser o único produto com linhas horizontais, verticais e ainda diferentes referenciais em regiões centrais dos quadrantes, o médico terá total controle do posicionamento da estrutura alvo após a retirada do instrumento;

7 – Com o auxílio de uma caneta de marcação cirúrgica, o médico usará os referenciais centrais e as linhas da grade, bem como a imagem gerada na fluoroscopia para planejar os pontos de acesso cirúrgico.

8 – Feitas as marcações, o Positioning Grid System pode ser removido e o médico

estará pronto para iniciar o acesso cirúrgico em todos os níveis e lateralidades necessárias para o procedimento;

9 – O cirurgião se guiará pelos pontos marcados, descartando assim a utilização da fluoroscopia (Raio-X) em todos os pontos de acesso necessários para realização do procedimento cirúrgico;

10 – Após o seu uso, o produto deverá ser descartado conforme as normas de descarte de materiais sólidos adotados e padronizados pelo hospital;

Obs.: Esse produto foi concebido para auxiliar o médico no planejamento cirúrgico e diminuir a exposição do paciente e do cirurgião aos riscos da exposição à radiação ionizante causada pelo uso excessivo de Raio-X durante os procedimentos.

REGISTRO ANVISA: 81512920010

**Fabricante: Dragon Crown Medical Co., Ltd
Shandong Province – China**

Importado e Distribuído por:

INNOVA Tecnologia para Saúde Ltda me

Avenida Presidente Kennedy, 3500 – Sl. 304

CEP: 09572-200 – São Caetano do Sul – SP

Resp. Técnico: Emerson Lima – CRF/SP: 29.947.