

# BlockAid

Imagens ilustrativas.



ANVISA: 81512920001



## Especialmente desenvolvido para procedimentos cirúrgicos de coluna e ortopedia guiados por ultrassom.

O corpo da cânula, é interna e externamente revestida com “**Nanoclear**”, um polímero especial que, além de garantir um isolamento elétrico perfeito do dispositivo, proporciona uma alta visibilidade no Ultrassom. As características técnicas e construtivas do produto, permitem ao médico identificar o nervo e fazer o bloqueio, injetando anestésico, medicamento ou viscosuplementação. O cirurgião pode usar, dependendo dos requisitos, a técnica de ultrassom, técnica fluoroscópica ou técnica mista (Ultrassonografia + Fluoroscopia).

- ✔ Totalmente fabricada em aço inoxidável, revestida com o exclusivo polímero **Nanoclear**.
- ✔ **Escala de profundidade** que auxilia o cirurgião, 360° circundando todo o corpo da cânula.
- ✔ **Duas Versões de ponta** O cirurgião escolhe qual ponta utilizar de acordo com o procedimento a ser realizado (maior segurança ao paciente).
- ✔ Perfeita Eco-visibilidade e deslizamento suave devido ao exclusivo revestimento **Nanoclear**, que confere maior conforto ao paciente durante e após o procedimento.



  
**INNOVA**  
Tecnologia para Saúde

11 **2988-7427**  
www.innovatecsaude.com.br

Av. Pres. Kennedy, 3500  
Sta. Paula, São Caetano do Sul – SP

 /innova-tecsaude

 /innova.tecsaude

 /innovatecsaude

Distribuidor Autorizado