

# EndoDisk




Imagens ilustrativas.

ANVISA: 81512920006

## Kit para Discectomia Percutânea e Osteoplastia

Kit preparado para discectomia percutânea lombar, torácica e cervical, contendo instrumentais e pinça coletora de núcleo pulposo descartáveis. Pode ser utilizado em hérnias de disco protrusas e extrusas.

Esse kit pode ser utilizado em cirurgias endoscópicas da coluna



Kit projetado para discectomia percutânea e osteoplastia mecânica.

Instrumentais inovadores e personalizados para facilitar os procedimentos de discectomia percutânea em diferentes técnicas.

Exclusiva pinça articulada de corte para retirada do núcleo pulposo do disco intervertebral, descartável e estéril.

Dois kits disponíveis: DCS-JI para cirurgia cervical e DCS-YI para cirurgia toraco-lombar.

Instrumentais embalados separadamente em pouch estéril.

**Produto de uso único.**

Distribuidor Autorizado

  
**INNOVA**  
Tecnologia para Saúde

11 **2988-7427**

[www.innovatecsaude.com.br](http://www.innovatecsaude.com.br)

Av. Pres. Kennedy, 3500  
Sta. Paula, São Caetano do Sul - SP

 /innova-tecsaude

 /innova.tecsaude

 /innovatecsaude