


Positioning Grid System



Imagens Ilustrativas.



ANVISA: 81512920010

Descrição Geral

O Positioning Grid é fruto de nossos anos de experiência em cirurgias minimamente invasivas. É usado para Cifoplastia, Vertebroplastia, Artodese da Coluna, Rizotomias Percutâneas, Bloqueio de Nervos e outras cirurgias.

Apresentação

Localização fácil

Menos tempo Cirúrgico

Maior Precisão

Menos Radiação
(exposição ao Raio-x)

Material e Estrutura

O produto é fabricado com material de polímero com alto grau de radiopacidade, que pode ser facilmente utilizado para localização pré-operatória e confirmação do local durante a operação sob a fluroscopia. Consiste em 20 linhas horizontais e 4 linhas longitudinais, é dividido em várias zonas pelos marcadores de diferentes formas, nas linhas que podem ser usados para identificar e marcar a posição anatômica do corpo.



11 2988-7427

www.innovatecsaude.com.br

Av. Pres. Kennedy, 3500
Sta. Paula, São Caetano do Sul – SP

 /innova-tecsaude

 /innova.tecsaude

 /innovatecsaude

Distribuidor Autorizado